

MILTELIAI NUOVIROMS ŠALINTI

Paskirtis:

➤ Greitai ir efektyviai pašalina kalkių apnašas nuo emaliuoto, metalinio, plastikinio paviršiaus.

Sudėtis:

Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.

Naudojimas:

Litre vandens ištirpinkite 50 g miltelių. Į valomą indą įpilkite tirpalo tiek, kad apsemtų susidariusį nuovirų sluoksnį ir pavirinkite. Jei nuoviros neištirpo, procedūrą pakartokite.

Pašalinę nuosėdas, indus gerai išplaukite, įpilkite švaraus vandens ir dar kartą užvirinkite.

Fizikinės–cheminės savybės:

Išvaizda, spalva: pilkšvos spalvos milteliai.

Kvapas: naudojamų žaliavų.

Tirpumas: su vandeniu maišosi bet koku santykiu

Aktyviųjų medžiagų kiekis, %: 95,0-100,0

Darbų saugos nurodymai:

Atsargiai.

Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Po naudojimo kruopščiai nuplauti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones



PATEKUS ANT ODOS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes, išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

Fasavimas ir laikymas:

Fasuojami į įvairios talpos polimerinius maišelius arba į bet kokios talpos tarą pagal užsakovo pageidavimą.

Laikykite atskirai nuo šarmų ir maisto produktų. Rekomenduojama laikymo temperatūra 5–30 °C.

Tinkamumo naudoti laikas – neribojamas.

